



REGULATIONS
All Equipment is **CE** marked

Medical devices
Directive 93/42/CEE (Medical Devices Directive) and D. Lgs 24th February 1997, n. 46 - medical device Class I (rule 12) annexe IX dir. 93/42/CEE

NORME
Tutte le attrezzature sono a marchio **CE**

Dispositivi medici
Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e D. Lgs 24 Febbraio 1997, n.46 - dispositivo medico di classe I (regola 12) secondo l'allegato IX dir.93/42/CEE

PODIATRY
PODOLOGIA

COD. 1391

Podo Mix 3M is designed to provide maximum comfort for the client and to allow the practitioner to change the working position. The Podo Mix 3M base starts from a very low min. height to a considerable max. height. It ensures ease of use and functionality. The mattress features an adjustable Zak headrest and a comfortable backrest when completely flat.

Podo Mix 3M è progettato per offrire il massimo comfort per il cliente e consentire allo specialista di cambiare la posizione di lavoro. Infatti, la base di Podo Mix parte da un'altezza minima molto bassa, fino ad arrivare a una considerevole altezza massima. Garantisce facilità d'uso e funzionalità. Il materasso è dotato di poggiatesta Zak regolabile e schienale confortevole quando completamente piatto.

Manual leg extension
Estensione gamba manuale

** The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.*

** Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine reale della finitura.*

* M: Nefos 6

Standard version / Versione standard


Focus on

- 3 electric motors for height, back and tilting adjustment
- Manually adjustable legrests with inclination (90°), extension and rotation
- Standard pedal control with 2 options for MEMORY function
- AUT function: "End of treatment" position
- END function: automatic return from any position to zero position (flat and minimum height)
- Maximum capacity 250Kg
- Entirely enclosed in ABS covering
- "Easy-to-clean" mattress
- Fire retardant class 1IM, "Azo" free, antibacterial, antifungal covering
- Standard mattress with flat armrests and Zak headrest
- Rotation 180°


NEW

- 3 motori elettrici per regolazione di altezza, schiena e basculante
- Poggiagambe regolabili manualmente con inclinazione 90°, estensione e rotazione
- Pedaliera standard con 2 opzioni di funzione MEMORIE
- Funzione AUT: posizione "fine del trattamento"
- Funzione END: ritorno automatico da ogni posizione alla posizione zero (piatto e altezza minima)
- Portata massima 250Kg
- Carter in ABS completamente chiuso
- Materasso "easy to clean"
- Rivestimento ignifugo classe 1IM, "Azo" free, antibatterico, antimicotico
- Materasso standard con braccioli automatici e testa Zak
- Rotazione 180°

NEW




Packaging details



MAXIMUM CAPACITY
PORTATA MASSIMA
250 kg

STANDARD CONTROL



3M

3 ELECTRIC
MOTORS

MEMORY


M1 - M2 MEMORY
FUNCTION

AUT

AUT
FUNCTION

END

END
FUNCTION



COMANDO STANDARD

3M

3 MOTORI
ELETTRICI

MEMORY

M1 - M2 FUNZIONI
MEMORIE

AUT

FUNZIONE
AUT

END

FUNZIONE
END

52-98 cm
(20,5"-38,6")

Electric height
Altezza elettrica

Electric Trendelenburg
Trendelenburg elettrico

30°

70°

Electric backrest
Schiena elettrica

90° rotation on both sides
Rotazione 90° da entrambi i lati

180°

Manual headrest and legrest
Testa e gambe manuali

Adjustable and removable headrest
Testa regolabile ed estraibile

Manual legrest
Gambe manuali

52°

MATTRESS CUSTOMIZATION

PERSONALIZZAZIONE MATERASSO



The innovative Nefos materials - which are exclusive for LEMI products - and their special finishing touch guarantee easy-cleaning and hygiene. Their extraordinary structural qualities will persist through the years. An incredibly elastic texture enhances the mattress softness and quality at its best.

Gli innovativi materiali Nefos - che sono un'esclusiva dei prodotti LEMI - ed il loro speciale tocco di finitura garantiscono una facile pulizia e igiene. Le loro straordinarie qualità strutturali permangono nel corso degli anni. Una texture incredibilmente elastica migliora al massimo la morbidezza e la qualità del materasso.

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual finish of the product, particularly when viewed through a screen. Therefore, the **SELECTION OF MATTRESS FABRICS** must take place **AFTER CONSULTING** the **PHYSICAL SAMPLES** of the **COLOR CHARTS**.

ANTIMICROBIAL TECHNOLOGY

TECNOLOGIA ANTIMICROBICA



WHAT DOES IT MEAN?

The Nefos vinyl leather fabric is made through production processes involving an antimicrobial additive technology. Studies show that fabrics treated with this technology are up to 99.9% resistant to harmful bacteria.

The exceptional result that derives from it is a sanitized fabric with a permanent effect, whose matrix guarantees safety from any contamination thanks to the antibacterial, antifungal and anti-mold effect, which protects the coating from fungal attacks that can cause damage or bad smells, for the entire product's life cycle. The antimicrobial additive technology protects the fibers without changing their characteristics, thus preserving their freshness over time.

A high level of hygiene is essential, that's why this kind of technology was chosen by LEMI for all its bed and chair lines. The peculiarity of these coatings has allowed LEMI to give further value to its products, since thanks to this technology, the cleaning phase of Nefos vinyl leather fabric does not require the use of sanitizing products but requires the use of a soft cloth moistened and soapy, to be rinsed simply with clean water.

CHE COSA SIGNIFICA?

La linea di rivestimenti in vinilpelle Nefos è realizzata attraverso processi produttivi che coinvolgono una tecnologia additivante antimicrobica. Studi dimostrano che i tessuti trattati con questa tecnologia sono resistenti fino al 99,9% ai batteri nocivi.

Il risultato eccezionale che ne deriva è un tessuto igienizzato ad effetto permanente, la cui matrice garantisce sicurezza da eventuali contaminazioni grazie all'effetto antibatterico, antifungino e antimuffa, il quale protegge il rivestimento da attacchi micotici che possono essere causa di danni o di cattivi odori, per l'intera durata del ciclo di vita del prodotto. La tecnologia additivante antimicrobica protegge le fibre senza modificarne le caratteristiche, conservandone così la freschezza nel tempo.

Un alto livello di igiene è fondamentale, ecco perché questo tipo di tecnologia è stata scelta da LEMI per tutte le sue linee di poltrone e lettini. La peculiarità di questi rivestimenti ha permesso a LEMI di dare un ulteriore pregio ai propri prodotti, poiché proprio grazie a questa tecnologia, la fase di pulizia dei tessuti vinilpelle Nefos non necessita dell'utilizzo di prodotti igienizzanti ma prevede l'uso di un panno morbido inumidito e insaponato, da sciacquare semplicemente con acqua pulita.

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare la finitura reale del prodotto, in particolare se visualizzate attraverso uno schermo. Pertanto la **SELEZIONE** dei **RIVESTIMENTI DEI MATERASSI** deve avvenire **PREVIA CONSULTAZIONE** della **CAMPIONATURA FISICA** delle **CARTELLE COLORI**.

BASE CUSTOMIZATION

PERSONALIZZAZIONE BASE

ABS PLASTIC FINISHES



White
Bianco



Grey
Grigio

We provide a thermoformed ABS base, completely closed to prevent any infiltration of powders or liquids. The result is a very strong material that is scratch resistant and easy to clean.

Forniamo una base in ABS termoformato, completamente chiuso per evitare qualsiasi infiltrazione di polveri o liquidi. Il risultato è un materiale molto robusto, resistente ai graffi e facile da pulire.

ACCESSORIES UPON REQUEST

ACCESSORI SU RICHIESTA

All chairs have a standard setting customizable upon request.
Tutte le poltrone hanno una configurazione standard personalizzabile su richiesta.



Wireless foot pedal control with memories
(NO foot pedal with cable NO remote control)
Pedaliera wireless con memorie
(NON compatibile con il pedale a filo e con la pulsantiera)



Cushion between seat and leg rest
Cuscino fra seduta e gamba



Legrest covering (1 pack= 100 pcs)
Proteggi gambe in tessuto (1 conf.=100 pz.)



Roll Holder (66 cm)
Roll Holder (75 cm) for XL mattress
Portarotolo (66 cm)
Portarotolo (75 cm) per materassi XL



Wheels with brake
Ruote con freno



Option for splitted automatic legrest
Opzione per gambe automatiche divise



Wellness mattress
Materasso wellness



Plastic leg protection (couple)
Protezione gambe in plastica (coppia)



Option for mattress without stitching
Opzione materasso senza cuciture



UK cable
Cavo UK



USA cable
Cavo USA



Customization with logo
Personalizzazione con logo

LEMI MATTRESSES

The MATTRESSES of LEMI PODOLOGICAL line are made with the best quality materials to ensure maximum comfort for both the patient and the doctor.

Each mattress is HANDCRAFTED, therefore the ACTUAL MEASUREMENTS MAY VARY from those indicated in the catalogue by approximately ± 1 cm (also based on the selected configuration).


MATERASSI LEMI

I MATERASSI della linea PODOLOGICA LEMI sono realizzati con materiali della migliore qualità per garantire il massimo comfort sia per il paziente che per il medico.


Ogni materasso è realizzato A MANO, pertanto le MISURE REALI POTREBBERO VARIARE rispetto a quelle indicate nel catalogo di circa ± 1 cm (anche in base alla configurazione selezionata).



PODO MIX 3M



THICKNESS
SPESSORE
12cm | 4,7"



PODO MIX 1-2M
STANDARD WITH SPLITTED LEGREST
STANDARD CON GAMBE SEPARATE



THICKNESS
SPESSORE
12cm | 4,7"

TECHNICAL REQUIREMENTS

CARATTERISTICHE TECNICHE

ABSORPTION ASSORBIMENTO	VOLTAGE VOLTAGGIO	POWER POTENZA	FREQUENCY FREQUENZA	PROTECTION RATING GRADO DI PROTEZIONE	ELECTRIC SYSTEM CONFORMS TO CEI NORMS IMPIANTO ELETTRICO A NORME CEI	CONTROL BOX CENTRALINA
4 Amax (1,7 A)	100 Vac (240Vac)	250W	50/60 Hz	IP 54	60601-1	CLASS II

TECHNICAL SPECIFICATION / SPECIFICHE TECNICHE

MINIMUM HEIGHT: 52 CM / 20,5"
MAXIMUM HEIGHT: 98 CM / 38,6"
MAXIMUM LEG HEIGHT WITH TRENDLENBURG INCLINATION: 141 CM / 55,5"
ANGLE OF INCLINATION TRENDLENBURG: 30°max
ANGLE OF INCLINATION BACKREST: 70°
ANGLE OF INCLINATION LEGREST: 90°
MATTRESS LENGTH: 169 CM / 66,5" (with legrest 194 CM / 76,3")
MATTRESS WIDTH: 63 CM / 24,8" (with armrests 80 CM / 31,5")
ROTATION: 180°
LATEX-FREE, NON-TOXIC AND NON-CARCINOGENIC MATERIALS
FIRE-RESISTANT UPHOLSTERY : UNI 9175 CLASS I M

ALTEZZA MINIMA: 52 CM
ALTEZZA MASSIMA: 98 CM
ALTEZZA MASSIMA GAMBA INCLINAZIONE TRENDLENBURG : 141 CM
ANGOLO INCLINAZIONE TRENDLENBURG: 30°max
ANGOLO INCLINAZIONE SCHIENA: 70°
ANGOLO INCLINAZIONE GAMBE: 90°
LUNGHEZZA MATERASSO: 169 CM (con gambe 194 CM)
LARGHEZZA MATERASSO: 63 CM (con braccioli 80 CM)
ROTAZIONE: 180°
MATERIALI PRIVI DI LATTICE, ATOSSICI E NON CANCEROGENI
RIVESTIMENTO IGNIFUGO: UNI 9175 CLASS I M

WARRANTY / GARANZIA

STRUCTURE: 10 YEARS	STRUTTURA: 10 ANNI
MOTORS AND CONTROL: 2 YEARS	MOTORI E CONTROLLI: 2 ANNI
UNDEFORMABLE FOAM: 5 YEARS	GOMMA INDEFORMABILE: 5 ANNI

REGULATIONS

All Equipment is  marked

Electrical equipment and beds

Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations.
Directive 2014/30/UE (Electromagnetic Compatibility Directive) and national regulations.
MDR Regulation 745/2017 (EU). Class I Medical Device.

Hydraulic equipment and beds

Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations.
MDR Regulation 745/2017 (EU). Class I Medical Device.

Images

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the product.

NORME

Tutte le attrezzature sono a marchio 

Attrezzature e lettini elettrici

Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione.
Direttiva 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità elettromagnetica) e disposizioni nazionali di attuazione.
Regolamento MDR 745/2017 (UE). Dispositivo Medico di Classe I.

Attrezzature e lettini idraulici

Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione.
Regolamento MDR 745/2017 (UE). Dispositivo Medico di Classe I.

Immagini

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine reale del prodotto.


ITALIAN MEDICAL EQUIPMENT

Brusaferri & C srl

Via Mara Maretti Soldi, 13
26011 Casalbuttano (CREMONA) ITALY
Phone +39-0374-363069 Fax +39-0374-363071
info@lemigroup.it service@lemigroup.it

www.lemimd.com